




Therapiesicherheit /
Therapy safety
by...



Injektions – Filtersysteme
Injection – Filter Systems

RowePhil 18

RowePhil 25

Produktgeneration

Injektionsfilter

für Fluidmanagement

Product generation

Injection filter

for fluid management

Hydrophile Injektionsfilter zur Vermeidung von Partikeln und mikrobieller Kontamination von kleinen Medikamentenmengen

Hydrophilic injection filter for avoiding particle and bacterial contamination of small quantities of drugs


- Kleines Füllvolumen
 - Gutes Aufziehverhalten
 - Gute Griffigkeit
 - Unterschiedliche Membrantypen
 - Verschiedene Anschlüsse
 - Latex und PVC frei
- *Low priming volume*
 - *Easy admission*
 - *Good grip*
 - *Different types of membranes*
 - *Different connectors*
 - *Latex- and PVC- free*




RowePhil 18
LLw / Lm
FLL / ML



RowePhil 18
LLw / LLm
FLL / MLL



RowePhil 25
LLw / Lm
FLL / ML



RowePhil 25
LLw / LLm
FLL / MLL

Injektionsfilter <i>Injection filter</i>	Artikel Nr. <i>Article no.</i>	Porengröße <i>Pore size</i>	Filterfläche <i>Filter area</i>	Anschlüsse <i>Connectors</i>
RowePhil 18/0.2	A-6203	0.2 µm	2.3 cm ²	LLw / Lm – FLL / ML
RowePhil 18/0.2	A-6228	0.2 µm	2.3 cm ²	LLw / LLm – FLL / MLL
RowePhil 18/5.0	A-6202	5.0 µm	2.3 cm ²	LLw / Lm – FLL / ML
RowePhil 18/5.0	A-6227	5.0 µm	2.3 cm ²	LLw / LLm – FLL / MLL
RowePhil 25/0.2	A-6300	0.2 µm Nylon +	4 cm ²	LLw / Lm – FLL / ML
RowePhil 25/0.2	A-6303	0.2 µm PET	4 cm ²	LLw / Lm – FLL / ML
RowePhil 25/0.2	A-6328	0.2 µm PET	4 cm ²	LLw / LLm – FLL / MLL
RowePhil 25/1.2	A-6326	1.2 µm PET	4 cm ²	LLw / LLm – FLL / MLL
RowePhil 25/5.0	A-6302	5.0 µm PET	4 cm ²	LLw / Lm – FLL / ML
RowePhil 25/5.0	A-6327	5.0 µm PET	4 cm ²	LLw / LLm – FLL / MLL

Individuelle Kundenwünsche können problemlos realisiert werden.

Individual customer demands are optionally realized.