


**Innovation for  
Therapy safety  
by**



**RoweMicroClick**

RoweMicroClick 27

RoweMicroClick 24



# Produktinnovation




# Product innovation

## Injektionssystem für die Medikamentenapplikation

## Injection system for medication

A. Injektionsleitung mit  
Konnektor /  
*Injection line with  
connector*

B. Punktionnadel mit  
Sicherheitsventil /  
*Venipuncture needle with  
I.V.catheter and  
safety valve*



### Injektionssystem zur intravenösen, subkutanen und intramuskulären Medikamenteninjektion *Injection system for intravenous, subcutaneous and intramuscular medical injection*

- Flexible, gerade Kunststoffkanüle
  - Anpassungsfähiges, biokompatibles Material
  - Aussendurchmesser Kapillare ab 0,45 mm
  - Freie Nadellänge ab 13 mm
  - Variabler Einführwinkel
  - Schlauchlänge 60-120 mm
  - Leichte und bewegungsarme Interkonnektion
  - Am Körper verdrehungsfrei dekonnektierbar
  - Passend zu allen DIN konformen LLm Konnektoren
  - Okklusionsfrei durch Mikrokanüle
  - Knickstabiler Schlauch
  - Alle Funktionsteile sind farblich codiert und mit Schutzkappen versehen, zur sicheren und kontaminations- und fehlerfreien Bedienung
  - Geschlossenes System durch Sicherheitsventil
- *flexible straight FEP cannula*
  - *compliant, biocompatible material*
  - *capillary OD 0.45 mm*
  - *needle length 13 mm*
  - *variable inserting angel*
  - *tubing length: 60-120 mm*
  - *easy and akinetic interconnection*
  - *twist less disconnection*
  - *adaptable to all DIN conform LLm connectors*
  - *occlusion free due to integrated micro cannula*
  - *kink resistant tube*
  - *color coded function parts with protection cap for a correct, safe and contamination free handling*
  - *closed housing system due to including safety valve*

Schutzschlauch /  
*protection tube*

Punktionnadel /  
*Venipuncture needle*

Kapillargehäuse mit  
Venenverweilkapillare und  
Sicherheitsventil /  
*capillary housing with I.V.  
catheter and safety valve*

Schutzklip für  
Microkanülen –  
Konnektor /  
*safety clip for micro -  
cannula connector*

Injektionsleitung mit  
Konnektor und  
Microkanüle /  
*Injection line with*

